



SERO'BOX[©]

Solution Sérothèque
Biobanking

Portoir PSB050-13




Descriptif

Portoir tubes 50 positions
pour automate Pré-analytique

- Tube $\varnothing 13$
- Numéro Portoir
- Code barre intégré

En options

- RFID intégré
- Couvercle transparent



Portoir standard			
Référence	Hauteur	Dimensions	Diamètre
PSB050-13	60mm	170 x 85 mm	$\varnothing 13$

Logiciel SERO'BOX® V2.1

Gestion de sérothèque/biobanque



Descriptif

Logiciel simple et intuitif
Entièrement paramétrable,
Recherche en multicritère,
Alertes des tubes périmés,
Traçabilité de toutes les actions.

Option :
Interface avec LIS, SIL ou
middleware

*Stockez,
Recherchez,
Tracez en toute simplicité.*

Référence	windows		
LOGSB V2.1	Full version		



Tel +33 (0)4 50 10 49 51

Fax +33 (0)9 70 32 15 27

www.accsa-tech.com - www.sero-box.com